

## استاندارد منیزیم

### نگهداری و پایداری

در صورت باز نشدن درب ویالها، نگهداری در  $2-8^{\circ}\text{C}$  و محافظت از نور، تا تاریخ انقضاء ذکر شده روی برچسب پایدار است و پس از باز شدن درب آن به مدت 5 روز در  $2-8^{\circ}\text{C}$  پایدار می باشد.

### آماده سازی

آماده مصرف می باشد.

### ترکیب و احتیاط

درب ویال استاندارد باید بلافاصله بعد از مصرف برای جلوگیری از تبخیر و آلودگی بخوبی بسته شود. از تماس با پوست و چشم جلوگیری کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید. غلظت استاندارد بسته به سری ساخت متفاوت بوده و بر روی برچسب ذکر شده است.